

ACC 储存液(90mmol/L)

产品简介:

植物根际存在各种微生物, 2-5%的细菌能促进植物生长, 增加作物产量, 被称为根际促生细菌(PGPR), 植物根际促生细菌的研究对开发植物专化型微生物菌剂, 促进农作物增产增收有重要意义。

Leagene ACC 储存液(90mol/L)主要由 ACC(又称 1-氨基羧酰-1-环丙烷羧酸)、去离子水组成, 经过滤除菌。DF 培养基常与 ACC, 即 ACC 加入到 DF 培养基中, 称为 ADF 培养基, 用于分析细菌的 ACC 脱氨酶特性, 菌株置于 ADF 培养基中的生长要好于 DF 培养基, 说明该菌株能够以 ACC 为唯一氮源进行生长, 即该菌株能够产生 ACC 脱氨酶。该试剂仅用于科研领域, 不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成:

名称	编号	CM0301	Storage
ACC 储存液(90mmol/L)		10ml	4°C
使用说明书		1 份	

自备材料:

- 1、DF 培养基、NDF 培养基(选做)
- 2、无菌离心管或培养器皿、接种环、摇床、比色杯、分光光度计

操作步骤(仅供参考):

- 1、ACC 储存液(90mmol/L)一般稀释至 3 ~ 5mmol/L 使用, 即按 ACC 储存液(90mmol/L): DF 培养基=1: 17-29 的比例混合, 即获得 ADF 培养基。
- 2、取无菌离心管或培养器皿, 加入 3ml ADF 培养基、DF 培养基或 NDF 培养基。
- 3、将纯化的菌株同时接种于上述 ADF 培养基、DF 培养基或 NDF 培养基中, 置于摇床 150r/min 振荡培养 72h。
- 4、观察同一菌株在 ADF 培养基、DF 培养基、NDF 培养基三种不同培养基中的生长情况。
- 5、用分光光度计在 600nm 处测定各培养菌液的 OD 值, 以便判断菌株长势。

结果:

当菌株置于 ADF 培养基中的生长明显好于 DF 培养基时, 说明该菌株能够以 ACC 为唯一氮源进行生长, 即该菌株能够产生 ACC 脱氨酶。

注意事项:

- 1、该试剂经过滤除菌，注意无菌操作，避免微生物污染。
- 2、如果没有分光光度计，也可以使用普通的酶标仪测定。
- 3、置于 DF 培养基、NDF 培养基中培养是可选步骤，不是必须步骤。
- 4、试剂开封后请尽快使用，以防影响后续实验效果。
- 5、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 6 个月有效。低温运输，4℃保存。

相关产品:

产品编号	产品名称
CC0007	磷酸缓冲盐溶液(10×PBS,无钙镁)
CM0004	LB 培养基
CM0311	DF 培养基
CM0319	NDF 培养基
DC0032	Masson 三色染色液
DF0135	组织细胞固定液(4% PFA)
NR0001	DEPC 处理水(0.1%)
PS0013	RIPA 裂解液(强)
TC1167	尿素(Urea)检测试剂盒(脲酶波氏比色法)